



Philips Sonicare AirFloss
Ирригатор для
межзубных промежутков
AirFloss

1 насадка

AirFloss



HX8211/02

AirFloss — эффективная замена зубной нити.

Удаляет зубной налет в местах, куда обычной щетке не добраться

Если вы не пользуетесь зубной нитью, AirFloss — это простое решение для очистки межзубных промежутков. AirFloss можно наполнить ополаскивателем для рта или водой. Эффективное удаление зубного налета в труднодоступных местах благодаря технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха.

Чистка в течение 30 секунд

- Чистота всей полости рта всего за 30 секунд
- Направьте насадку. Нажмите на кнопку. Начните чистку!

Развитие здоровых привычек

- Простой способ улучшить качество чистки межзубных промежутков

Улучшает состояние полости рта

- Лучше удаляет налет между зубами
- Помогает улучшить состояние десен всего за две недели
- Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

Легко использовать

- Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха
- Удобная эргономичная ручка
- Направляющий наконечник помогает расположить насадку правильно

PHILIPS
sonicare


Особенности

Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха



Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

Простое решение



Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. С прибором для очищения межзубных промежутков AirFloss легко сформировать полезную привычку: тщательно очищать промежутки между зубами. После трех месяцев использования AirFloss 96 % испытуемых, которые до этого не очищали межзубные промежутки регулярно, стали использовать AirFloss четыре раза в неделю или чаще.


Чистка в течение 30 секунд



С устройством для очистки межзубных промежутков, чистка всей полости рта

займет всего 30 секунд. Просто нажмите на кнопку один раз для однократного распыления, затем переместите щетку и повторите действие. Для включения новой функции автораспыления нажмите на кнопку и удерживайте ее, перемещая направляющий наконечник от одного межзубного промежутка к другому. Автоматическое распыление будет происходить каждую секунду.

Более здоровые десны



Клинически доказано, что прибор Sonicare AirFloss улучшает состояние десен всего за две недели.

Удобное наполнение резервуара



Наполните резервуар, расположенный в ручке прибора, жидкостью для полоскания рта или водой (для освежающей чистки), установите насадку у межзубного промежутка и начинайте чистку. В резервуар помещается объем жидкости, достаточный для двух чисток.

Направляющий наконечник




Узкая, расположенная под углом к ручке насадка с направляющим наконечником обеспечивает правильное расположение прибора по очищению межзубных промежутков. Просто перемещайте наконечник вдоль линии десен, пока не почувствуете, что он расположен в промежутке между зубами.

Помогает предотвратить развитие кариеса



Мягко удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Sonicare AirFloss помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

Лучше удаляет налет между зубами



Лучше удаляет налет между зубами

Характеристики

Удобство использования

- Ручка: Эргономичная форма
- Индикатор состояния аккумулятора: Мигающий индикатор указывает на низкий уровень заряда
- Время работы батареи: До трех недель после полной зарядки
- Система насадок: Легко фиксируются и снимаются

Технические характеристики

- Элемент питания: Аккумулятор
- Время работы: Заменяйте насадки каждые 6 месяцев
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Продолжительность зарядки: 24 часа для полной зарядки

Питание

- напряжение: Универсальное зарядное устройство

Обслуживание

- Гарантия: 2 года гарантии

В комплекте

- Ручка AirFloss: 1
- Насадка AirFloss: 1
- зарядное устройство: 1 универсальное зарядное устройство
- Держатель для насадок: 1

Качество чистки

- Высокое качество: Удаляет в 5 раз больше налета*
- Польза для здоровья: Улучшает состояние десен всего за две недели
- Функция автоматического распыления: Очищение всей полости рта за 30 сек.
- Насадки: Для наилучших результатов меняйте каждые 6 мес.

Характеристики дизайна

- Цвет: Белый с зелеными вставками



Дата выпуска 2018-04-11

Версия: 8.1.1

EAN: 08 71010 36233 11

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* по сравнению с чисткой только обычной щеткой