



Philips Sonicare
DiamondClean
Стандартные насадки
для звуковой зубной
щетки

2 шт. в упаковке

Стандартный размер
Сменные
Эффективное очищение,
белоснежные зубы

DiamondClean

HX6062/07



Эффективное очищение.* Белоснежные зубы.

Эффективное очищение: удаление налета и отбеливание зубов

Насадка для зубной щетки DiamondClean обеспечивает не просто тщательное очищение — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов после профессионального отбеливания.

Обеспечивает эффективное удаление налета

- Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

Разработана для достижения наилучшего результата

- Более белые зубы всего через одну неделю
- Щетинки ромбовидной формы возвращают естественную белизну зубов всего за 1 неделю
- Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки
- Технология, обеспечивающая максимальную звуковую вибрацию

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Эффективный уход для здоровья полости рта


Насадка, которая подходит для нескольких моделей зубных щеток

- Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

PHILIPS
sonicare


Особенности

Более белые зубы всего через одну неделю



Насадка для зубной щетки Philips Sonicare DiamondClean удаляет до 100 % больше потемнений с поверхности эмали. Белоснежные зубы всего за 7 дней.

Белоснежная улыбка — еще быстрее



Благодаря специальной области, состоящей из густых щетинок ромбовидной формы, насадка DiamondClean удаляет с поверхности эмали потемнения, причиной которых являются еда и напитки. Результат не останется незаметным — насадка может подарить на 100 % более белоснежную улыбку* всего за 7 дней.

Удаляет до 7 раз больше налета



Клинически доказано, что насадка для зубной щетки Philips Sonicare DiamondClean

удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой всего через 4 недели использования.

Максимальная звуковая вибрация



Чистящие насадки Philips Sonicare — важная составляющая нашей технологии, основанной на 31 000 колебательных движений в минуту, совершаемых с высокой частотой и амплитудой. Наша непревзойденная звуковая технология передает импульсы от ручки до кончика чистящей насадки. Это создает динамический поток жидкости, который эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

Съемная насадка




Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

Лучший уход для здоровья полости рта



Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

Индикаторные щетинки



Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

Характеристики

В комплекте

- Насадки: 2 стандартные насадки DiamondClean

Совместимость

- Система чистящих насадок: Сменные
- Подходит для этих моделей: HealthyWhite+, 2 Series борется с налетом, 3 Series для более здоровых десен, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Дизайн и отделка

- Жесткость щетинок: Обычный
- цвет: Белый
- Индикаторные щетинки: Синие индикаторные

- щетинки выцветают
- Размер: стандартный

Польза для здоровья

- Здоровье десен: Улучшает состояние десен
- Удаление налета: Удаляет в 7 раз больше налета*
- Отбеливание: Более белые зубы всего через одну неделю

Качество и эффективность

- Замена: Каждые 3 месяца
- Протестировано: для оптимального использования



Дата выпуска 2018-06-22

Версия: 5.0.1

EAN: 08 71010 36338 91

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* по сравнению с обычной зубной щеткой