



Philips Sonicare
DiamondClean
Электрическая зубная
щетка

5 режимов

2 чистящие насадки
Стакан с зарядной базой
Дорожное зарядное
устройство USB

DiamondClean



HX9332/35

Еще более здоровые и белые зубы

Лучшая щетка с функцией "Отбеливание" в линейке Philips Sonicare

Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare!

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой
- Белоснежная улыбка за 1 неделю благодаря чистящей насадке DiamondClean*
- Улучшает состояние десен всего за 2 недели*
- На выбор представлено 5 режимов, таких как Polish (Полировка) и Sensitive (Деликатная чистка)
- Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

Обеспечивает тщательное очищение

- Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку
- Фиксация насадки под углом позволяет справиться с чисткой труднодоступных участков

Создано для вас

- Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут
- Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare
- Дорожное зарядное устройство с USB и стакан с зарядной базой

PHILIPS
sonicare



asimpleswitch.com


Особенности

Попрощайтесь с зубным налетом




Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

Зубы в 2 раза белее



Используйте чистящую насадку DiamondClean для бережного и эффективного удаления потемнений на эмали. Область в центре, состоящая из густых щетинок, эффективно удаляет потемнения, благодаря чему ваши зубы станут в 2 раза белее всего за 7 дней.*

Бережный уход за деснами



Благодаря эффективной чистке зубов с помощью DiamondClean здоровье десен

улучшается уже после 2 недель использования*. По сравнению с обычной зубной щеткой* она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.

5 режимов на выбор



DiamondClean обеспечивает ежедневную освежающую чистку зубов. Вы можете выбрать один из пяти режимов в соответствии с индивидуальными потребностями: Clean (Чистка) — для отличной ежедневной чистки; Gum Care (Уход за деснами) — для бережного массажа десен; Polish (Полировка) — для гладкости и сияния зубов; Sensitive (Деликатная чистка) — для бережного и эффективного очищения чувствительных зубов и десен; White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений.

Технология Philips Sonicare



Мощные звуковые вибрации взбивают зубную пасту, помогая ей эффективнее бороться с налетом в межзубных

промежутках и вдоль линии десен. В то же самое время совершается 31 000 бережных, но эффективных колебательных движений. Результат чистки зубов нашей зубной щеткой в течение 2 минут равнозначен месяцу чистки зубов с помощью обычной ручной зубной щетки.

Функции QuadPacer и Smartimer



Тщательная чистка зубов занимает всего 2 минуты. Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на очистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит о завершении всего цикла чистки. Эти функции ежедневно помогают чистить зубы в течение рекомендованного времени.



Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Режимы

- Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
- Gum Care (Уход за деснами): Мягкий массаж десен
- Полировка: Осветление и полировка зубов
- Sensitive (Деликатная чистка): Бережная чистка зубов и десен
- Белый: Удаление поверхностных потемнений эмали

В комплекте

- Щетка: 1 DiamondClean
- Насадки: 1 стандартная насадка DiamondClean, 1 насадка InterCare стандартного размера, 1 стандартная насадка для чувствительных зубов
- Стакан с зарядной базой: 1
- Дорожный футляр: Дорожное зарядное устройство USB
- Скребок для языка: 1

Дизайн и отделка

- цвет: Белая керамика

Качество чистки

- Скорость движения чистящих щетинок: До 31 000 чистящих движений в минуту

- Высокое качество: Удаляет в 7 раз больше налета*
- Польза для здоровья: Улучшает состояние десен всего за две недели
- Эффект осветления: Отбеливает зубы в 2 раза эффективнее*
- Таймер: Smartimer и Quadpacer

Удобство использования

- Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки
- Время работы: До 3 недель**
- Индикатор батареи: Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
- Щетка: Изящный эргономичный дизайн
- Дисплей: Дисплей с подсветкой

Технические характеристики

- Элемент питания: Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 3 недель**

Питание

- напряжение: 110—220 В

Обслуживание

- Гарантия: 2 года гарантии



Дата выпуска 2018-08-10

Версия: 9.1.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* **при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)