



Philips Sonicare C3  
Premium Plaque Defence  
Набор стандартных  
насадок для зубной  
щетки

**3 шт. в упаковке**

Стандартный размер  
Сменные  
Функция подключения  
BrushSync

**HX9073/07**



Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная

улыбка

Для полноценной заботы о зубах и деснах

Чистящая насадка Philips Sonicare C3 Premium удаляет до 10 раз больше налета\* и обеспечивает потрясающий результат. Насадка Premium Gum Care улучшает состояние десен в 7 раз всего за две недели\*\*\*, а насадка Premium White удаляет на 100 % больше потемнений за 3 дня\*

#### Для исключительной заботы о зубах и деснах

- Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой
- Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели\*\*\*
- Удаляет на 100 % больше поверхностных потемнений всего за 3 дня\*

#### Лучшая насадка для тщательной чистки в линейке Philips Sonicare

- Может охватывать в 4 раза более широкую поверхность\*\* для тщательной чистки без лишних усилий

#### Разработана для достижения наилучшего результата

- Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.


#### Новаторская технология

- Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки\*\*\*\*
- Динамический поток жидкости отчищает межзубные промежутки
- Сменная насадка для простой и быстрой замены

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Особенности

### Попрощайтесь с зубным налетом




Благодаря гибкой конструкции насадка C3 Premium Plaque Control удаляет в 10 раз больше налета на труднодоступных участках\*, обеспечивая тщательное очищение зубов вдоль линии десен и межзубных промежутков.

### Акцент на здоровье десен



Чистящая насадка Philips Sonicare Philips Sonicare C3 Premium создана для тщательной и бережной очистки. Во время перемещения зубной щетки вдоль линии десен гибкие ребра и щетинки насадки Philips Sonicare C3 Premium поглощают избыточное давление. Поэтому десны защищены даже при сильном давлении на зубы во время чистки. Щетинки эффективно удаляют налет и бактерии вдоль линии десен, заботясь об их здоровье. Изогнутая форма насадки гарантирует максимальный контакт со щетинками.

### Белоснежная улыбка — еще быстрее



Густые щетинки в центральной части чистящей насадки Philips Sonicare Premium

White эффективно удаляют налет и поверхностные потемнения эмали, причиной появления которых являются еда и напитки. Благодаря гибкости ребер щетинки подстраиваются под уникальную форму зубов и десен, обеспечивая тщательную чистку и позволяя добиться сияющей улыбки всего за 3 дня.

### Адаптивная технология чистки



Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Philips Sonicare C3 Premium, Premium Gum Care и Premium White подстраиваются под уникальную форму полости рта. Насадки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 4 раза более широкую поверхность\*\*, чем обычные чистящие насадки, что позволяет проводить тщательную чистку даже в труднодоступных местах. Кроме того, адаптивная технология обеспечивает аккуратное перемещение щетинок вдоль линии десен, предотвращает избыточное давление и предполагает увеличенную амплитуду движений щетинок для непревзойденного качества чистки и комфортных ощущений.

### Функция подключения BrushSync



Функция подключения BrushSync™ обеспечивает идеальную чистоту при

каждой чистке\*\*\*. Чистящие насадки Premium синхронизируются с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™\*\*\* для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку, отбеливание и уход за деснами. Просто начните чистить зубы.

### Технология Philips Sonicare



Насадка и щетка Sonicare идеально сочетаются друг с другом и гарантируют безупречную чистоту благодаря использованию нашей звуковой технологии. Высокочастотные вибрации в ручке (до 62 000 чистящих движений в минуту) взбивают зубную пасту в пену. Ее пузырьки проникают между зубами и вдоль линии десен, эффективно очищая поверхность.

### Подсказки о замене насадки



Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

# Характеристики

## В комплекте

- Насадки: C3 Premium Plaque Defence, 1 шт., W3 Premium White, 1 шт., G3 Premium Gum Care, 1 шт.

## Дизайн и отделка

- Жесткость щетинок: Стандартные
- цвет: Белый
- Материал насадки щетки: Мягкие и гибкие резиновые ребра
- Индикаторные щетинки: Синие индикаторные щетинки выцветают
- Размер: стандартный

## Совместимость

- Система чистящих насадок: Сменные
- Функция подключения BrushSync: Да
- Подходит для этих моделей: 2 Series борется с налетом, 2 Series Plaque Defense, 3 Series для

более здоровых десен, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

## Качество и эффективность

- Замена: Каждые 3 месяца
- Протестировано: для оптимального использования

## Польза для здоровья

- Удаление налета: Удаляет в 10 раз больше налета\*
- Осветление: Удаляет на 100 % больше потемнений\*
- Здоровье десен: Состояние десен в 7 раз лучше\*



Дата выпуска 2018-08-23

Версия: 6.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* по сравнению с обычной зубной щеткой  
\* \*\* по сравнению с чистящей насадкой DiamondClean  
\* \*\* в режиме Gum Care (Уход за деснами), по сравнению с обычной зубной щеткой, по оценке GBI  
\* \*\*\* Функция подключения BrushSync™ доступна только для совместимых щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™