



Philips Sonicare 3 Series
gum health
Электрическая зубная
щетка

1 режим

3 уровня интенсивности
1 чистящая насадка



HX6631/01

Улучшает состояние десен до 100 %*

*эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой

Удобная зубная щетка эффективно удаляет зубной налет и ухаживает за деснами. Комфортная чистка зубов для предотвращения или снижения риска возникновения заболеваний десен.

Более здоровые десны, чем при использовании обычной зубной щетки

- Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки
- Удаляет до 6 раз больше налета вдоль линии десен
- Эффективнее при воспалении десен по сравнению с обычными зубными щетками

Помогает соблюдать рекомендации стоматолога

- Smartimer помогает соблюдать рекомендации стоматологов относительно времени чистки
- Quadrascrub способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

Позволяет создать свой режим чистки зубов

- Три уровня интенсивности для бережного воздействия

Рекомендуется стоматологами по всему миру

- Доказано улучшение состояния десен по трем показателям
- Безопасно для ортодонтических скоб, пломб и виниров

PHILIPS
sonicare


Особенности

Улучшает состояние десен по трем показателям




Клинически доказано улучшение состояния десен по трем показателям: предотвращение покраснений, отеков и кровоточивости

Предотвращение и уменьшение воспаления десен



Обеспечивая эффективное удаление налета вдоль линии десен, эта зубная щетка всего за две недели помогает уменьшать воспаления на 100 % эффективнее по сравнению с обычными зубными щетками

Три уровня интенсивности



Три настраиваемых уровня (низкий, средний и высокий) позволяют выбирать оптимальный уровень интенсивности, обеспечивая комфортную чистку вдоль линии десен. Через 1,5 секунды после

начала чистки необходимо дважды нажать на кнопку, чтобы переключить режим (один раз — для паузы, а второй — для переключения).

Удаляет зубной налет до 6 раз лучше



Удаляет до 6 раз больше налета вдоль линии десен по сравнению с обычными зубными щетками.

Звуковая технология



Наша новая технология создает уникальный динамический поток жидкости, который очищает межзубные промежутки и десны: тщательная чистка и бережное воздействие

Безопасно и бережно



Аккуратные движения щетинок зубной щетки Philips Sonicare безопасны для пломб, а также для ортодонтических скоб,

имплантатов и виниров, поэтому вы можете не беспокоиться о результатах чистки.

Smartimer



Зубная щетка Philips Sonicare оснащена специальным таймером Smartimer, который поможет соблюдать рекомендации стоматологов — чистить зубы в течение двух минут

Quadpacer



Таймер с интервалом Quadpacer обеспечивает тщательную чистку всей полости рта. Каждые 30 секунд зубная щетка издает сигнал, подсказывающий, что следует перейти к следующему участку.

Характеристики

Режимы

- Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
- 3 уровня интенсивности: Низкий, Средний, Высокий

В комплекте

- Щетки: 3 Series для здоровых десен — 1 шт.
- Насадки: ProResults для здоровых десен — 1 шт.
- зарядное устройство: 1

Дизайн и отделка

- цвет: Персидский зеленый

Качество чистки

- Скорость движения чистящих щетинок: До 31 000 чистящих движений в минуту
- Высокое качество: Удаляет до 6 раз больше налета*
- Польза для здоровья: Улучшает состояние

десен

- Таймер: Smartimer и Quadpacer

Удобство использования

- Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки
- Время работы: До 3 недель**
- Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
- Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Технические характеристики

- Элемент питания: Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 3 недель**

Питание

- напряжение: 110—220 В

Обслуживание

- Гарантия: 2 года гарантии



Дата выпуска 2018-03-12

Версия: 6.1.1

EAN: 08 71010 36735 38

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* по сравнению с обычной зубной щеткой

** при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)