

Philips Sonicare AirFloss Ultra  
Ирригатор для  
межзубных промежутков  
AirFloss Ultra

2 насадки

*AirFloss Ultra*



HX8432/03

Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели\*

Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Ultra — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.\*\*

#### Улучшает состояние полости рта

- Удаляет до 99,9 % налета\*\*\*
- Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить\*\*
- Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

#### Технология высшего качества

- Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха
- Высокоэффективная насадка
- Настраиваемый режим тройного распыления


#### Простой способ эффективного очищения межзубных промежутков

- Полная уверенность в свежести дыхания и чистоте полости рта — каждый день
- Простой способ развить здоровую привычку
- Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!

**PHILIPS**  
**sonicare**


## Особенности

### Более здоровые десны



Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.\*\*  
Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

### Удаляет до 99,9 % налета




Удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках.\*\*

### Помогает предотвратить развитие кариеса




Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

### Технология использования мельчайших капель воды



Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

### Высокоэффективная насадка



Новая высокоэффективная насадка AirFloss Pro/Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

### Режим тройного распыления



Мощный распылитель прибора AirFloss Pro/Ultra можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями: однократное,


двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.

### Чистка всего за 60 секунд



С AirFloss Pro/Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Просто выберите частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживайте кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажмите и отпустите ее для включения режима распыления вручную.

### Свежесть и чистота благодаря ополаскивателю для полости рта



Наполните резервуар, расположенный в ручке прибора, ополаскивателем для полости рта или водой, установите кончик насадки у межзубного промежутка и начинайте чистку. Используйте ополаскиватель для полости рта, чтобы добиться непревзойденной свежести и антибактериального эффекта.

# Характеристики

## В комплекте

- AirFloss Ultra: 1
- Насадка: 2
- зарядное устройство: 1
- Держатель для насадок: 1

## Дизайн и отделка

- цвет: Черный

## Качество чистки

- Клинически доказанные результаты: Результаты столь же эффективны, как и при использовании зубной нити; для улучшения состояния десен; для уменьшения кровоточивости; для предотвращения образования налета.
- Высокое качество: Удаляет до 99,9 % налета\*\*
- Польза для здоровья: Улучшает состояние десен за 2 недели, Очищение полости рта за 60 секунд
- Настраиваемые режимы: Автоматическое или ручное распыление, Режим однократного, двойного или тройного распыления
- Для максимального эффекта: Меняйте насадки

каждые 6 месяцев

## Удобство использования

- Щетка: Изящный эргономичный дизайн
- Индикатор батареи: Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора
- Время работы батареи: До 2 недель
- Система насадок: Легко фиксируются и снимаются

## Технические характеристики

- Элемент питания: Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Продолжительность зарядки: 24 часа для полной зарядки

## Питание

- напряжение: Универсальное зарядное устройство

## Обслуживание

- Гарантия: 2 года гарантии



Дата выпуска 2018-09-06

Версия: 2.1.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.

\*\*\* Лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных.

\* или вам вернут деньги