



Philips Sonicare  
CleanCare+  
Электрическая зубная  
щетка

1 режим  
1 чистящая насадка

CleanCare+



HX3292/44

## Возвращает зубам естественную белизну

Эта зубная щетка обеспечивает более качественный результат по сравнению с обычной зубной щеткой. Теперь вы ощутите, что такое действительно чистые зубы!

### Разработано для эффективной чистки в местах скопления налета

- Удаляет до 3 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

### Отбеливает зубы при каждой чистке

- Помогает вернуть зубам естественную белизну

### Улучшает состояние десен

- Улучшает состояние десен

### Помогает соблюдать рекомендации стоматолога

- Таймеры позволяют повысить эффективность чистки зубов
- Функция EasyStart помогает комфортно перейти от пользования обычной зубной щеткой к электрической

### Разработана для достижения наилучшего результата

- Съёмная насадка
- Срок службы батареи
- Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки
- Щетинки ромбовидной формы возвращают естественную белизну зубов всего за 1 неделю

**PHILIPS**  
**sonicare**



asimpleswitch.com


## Особенности

### Удаляет до 3 раз больше налета




Удаляет до 3 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой, обеспечивая эффективное очищение

### Белоснежная улыбка — еще быстрее




Благодаря специальной области, состоящей из густых щетинок ромбовидной формы, насадка DiamondClean удаляет с поверхности эмали потемнения, причиной которых являются еда и напитки. Результат не останется незаметным — насадка может подарить на 100 % более белоснежную улыбку\* всего за 7 дней.

### Улучшает состояние десен



Улучшает состояние десен благодаря бережному воздействию

### Помогает вернуть зубам естественную белизну




Для великолепной сияющей улыбки

### Функции Quadpacer и Smartimer



Таймер с отсчетом интервалов Quadpacer показывает, когда необходимо перейти к следующему участку полости рта. Smartimer поможет соблюдать рекомендации стоматологов — чистить зубы в течение двух минут.

### EasyStart




Функция EasyStart постепенно увеличивает интенсивность чистки в течение первых 14 процедур, что помогает постепенно привыкнуть к Sonicare после использования обычной зубной щетки

### Съемная насадка



Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и хранения. Насадка подходит для щеток Philips Sonicare PowerUp Battery Essence+/Elite+/CleanCare+.

### Срок службы батареи



До 10 дней работы без подзарядки.



### Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO<sub>2</sub>. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

# Характеристики

## Режимы

- Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

## В комплекте

- Щетки: Cleanage+ — 1 шт.
- Насадки: 1 стандартная насадка DiamondClean
- зарядное устройство: 1

## Дизайн и отделка

- цвет: Розовый

## Качество чистки

- Скорость движения чистящих щетинок: До 31 000 чистящих движений в минуту
- Высокое качество: Удаляет до 3 раз больше налета\*
- Польза для здоровья: Улучшает состояние десен
- Эффект осветления: Помогает поддерживать белизну зубов
- Таймер: Smartimer и Quadpacer

## Удобство использования

- Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки
- Время работы: До 10 дней
- Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
- Щетка: Эргономичный дизайн, Прорезиненная ручка для удобства пользования

## Технические характеристики

- Элемент питания: Перезарядка
- Тип элемента питания: Никель-металл-гидридный аккумулятор
- Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 10 дней

## Питание

- напряжение: 110—220 В

## Обслуживание

- Гарантия: 2 года гарантии



Дата выпуска 2018-08-22

Версия: 3.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* по сравнению с обычной зубной щеткой