



Philips Sonicare EasyClean
Электрическая зубная
щетка

1 режим
1 чистящая насадка

EasyClean

HX6511/02



Более эффективное удаление налета

Уникальная зубная щетка Sonicare

Благодаря уникальной динамической технологии чистки электрическая зубная щетка Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания
- Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

Позволяет создать свой режим чистки зубов

- Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

Обеспечивает тщательное очищение

- Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки
- Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов
- Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

Помогает следовать рекомендациям стоматолога

- Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки
- Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

PHILIPS
sonicare

Электрическая зубная щетка
1 режим 1 чистящая насадка

Особенности

Технология очистки



Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

Расположенная под углом чистящая насадка



Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка облегчает доступ к коренным зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.

Безопасно и бережно



Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических конструкций (в этом случае чистящая насадка изнашивается быстрее), конструкций для реставрации зубов (пломб, коронок, виниров) и зубодесневых карманов.

Smartimer




Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

Quadpacer



Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

Функция Easy-start



Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.

HX6511/02

Характеристики

Режимы

- Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

В комплекте

- Щетки: 1 EasyClean
- Насадки: 1 стандартная насадка ProResults
- зарядное устройство: 1

Дизайн и отделка

- цвет: Белый

Качество чистки

- Скорость движения чистящих щетинок: До 62 000 чистящих движений в минуту
- Высокое качество: Удаляет в 2 раза больше налета*
- Польза для здоровья: Улучшает состояние десен
- Эффект осветления: Осветляет зубы до 2 тонов
- Таймер: Smartimer и Quadpacer

Удобство использования

- Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки
- Время работы: до 2 недель
- Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
- Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Технические характеристики

- Элемент питания: Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): до 2 недель

Питание

- напряжение: 110—220 В

Обслуживание

- Гарантия: 2 года гарантии



Дата выпуска 2018-03-12

Версия: 14.1.1

12 NC: 0000 000 00000
EAN: 08 71010 35334 05

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)

* по сравнению с обычной зубной щеткой