



Philips Sonicare For Kids
Электрическая звуковая
зубная щетка, для клиник

Встроенный Bluetooth®

Обучающее приложение
2 чистящие насадки и 8 наклеек
2 режима

For Kids



HX6392/02

Формируйте у детей полезные привычки

Веселая и эффективная чистка зубов

Новая электрическая зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой беспроводной технологии Bluetooth® подключается к обучающему приложению, что помогает научить ребенка чистить зубы самостоятельно.

Обеспечивает тщательное очищение

- Обучение и отслеживание успехов
- Подключение Bluetooth®

Создано для вас

- Личный наставник обучает правильной чистке
- Чистящая насадка двух размеров
- Два безопасных для ребенка режима
- Восемь наклеек для передней панели
- KidPacer
- KidTimer
- Удобная ручка
- Резиновые накладки
- Запатентованная технология чистки Sonicare



PHILIPS
sonicare

Электрическая звуковая зубная щетка, для клиник
Встроенный Bluetooth® Обучающее приложение, 2 чистящие насадки и 8 наклеек, 2 режима

HX6392/02


Особенности

Обучение и отслеживание успехов



Дети получают подарки для своего друга Спаркли, чтобы он оставался довольным и не болел, а также награды и значки — все это помогает поддерживать их интерес. Отдельная панель управления в приложении позволяет родителям следить за тем, как ребенок справляется с чисткой, а также настраивать сроки обучения и средства поощрения. По результатам опроса 98 % родителей подтвердили, что дети дольше и эффективнее чистят зубы*.

Личный наставник обучает правильной чистке



Спаркли помогает детям использовать приложение: дети учатся тщательно чистить каждую зону полости рта на его примере.

Подключение Bluetooth®



Благодаря подключению по беспроводной технологии Bluetooth® к мобильному

устройству дети могут использовать обучающее приложение во время чистки зубов. Данные о времени чистки передаются с зубной щетки в приложение.

Звуковая технология



Динамический поток жидкости проникает в межзубные промежутки и вдоль линии десен, обеспечивая эффективное и бережное очищение.

KidTimer



Продолжительность чистки постепенно увеличивается на протяжении 90 дней. В результате развивается привычка чистить зубы в течение двух минут (в соответствии с рекомендациями стоматологов).**

Чистящая насадка двух размеров



Идеальное решение для каждого. Насадки стандартного или компактного размера идеально подходят для детей от 4 лет.

Два безопасных для ребенка режима



Оптимальный уровень интенсивности: бережный режим для малышей и режим большей интенсивности для детей старшего возраста.

Восемь наклеек для передней панели



С помощью сменных наклеек дети смогут создать свой дизайн зубной щетки.

KidPacer



Веселые мелодии вдохновляют малышей на эффективную чистку зубов в течение двух минут (в соответствии с рекомендациями стоматологов).

Характеристики

Режимы

- Режимы энергопотребления: 2

В комплекте

- Щетки: 1 щетка Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth
- Насадки: 1 стандартная насадка Sonicare for Kids, 1 компактная насадка Sonicare for Kids
- зарядное устройство: 1
- Наклейки: 8 индивидуальных наклеек

Дизайн и отделка

- цвет: Aqua

Качество чистки

- Скорость движения чистящих щетинок: До 62 000 чистящих движений в минуту
- Высокое качество: На 75 % эффективнее*
- Польза для здоровья: Для формирования правильных привычек по уходу за полостью рта
- Таймер: KidTimer и Quadraser

Удобство использования

- Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки
- Время работы: До 3 недель**

- Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
- Дисплей: Дисплей с подсветкой
- Ручка: Прорезиненная ручка для удобства пользования, Изящный эргономичный дизайн

Совместимость

- Совместимость с ОС iOS: iPhone 4S или более поздней версии, iPad 3-го или более высокого поколения, с операционной системой версии iOS7
- Совместимость с ОС Android: Телефоны на базе ОС Android, Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0

Технические характеристики

- Элемент питания: Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): до 2 недель

Питание

- напряжение: 110—220 В

Обслуживание

- Гарантия: 2 года гарантии



Дата выпуска 2018-04-11

Версия: 14.2.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* По сравнению с использованием зубной щетки без приложения
** при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)