



Philips Sonicare
ProtectiveClean 4500
Электрическая звуковая
зубная щетка

Встроенный датчик давления

2 режима чистки
Функция BrushSync

HX6829/14



Бережный уход за деснами.

Десны на 100 % более здоровые, чем при использовании обычной щетки.

Почувствуйте разницу: бережная очистка благодаря датчику давления на щетку делает десны на 100 % более здоровыми, чем при использовании обычной зубной щетки.

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Улучшает состояние десен до 100 %*
- Безопасная и бережная очистка чувствительных участков, ортодонтических скоб и пломб

Повысьте эффективность чистки зубов

- Режим чистки и режим ухода за деснами

Новаторская технология

- Позволяет понять, когда вы надавливаете слишком сильно
- Подключение интеллектуальной чистящей насадки к интеллектуальной зубной щетке
- Создает микропузырьки, проникающие глубоко в межзубные промежутки


Создано для вас

- Напомнит, когда следует заменить чистящую насадку
- Тщательная чистка зубов
- Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке

PHILIPS
sonicare


Особенности

Улучшает состояние десен



Густые высококачественные щетинки гарантируют особенно бережную чистку, удаляя налет вдоль линии десен и обеспечивая на 100 % более здоровые десны, чем при использовании обычной щетки. Ну а изогнутые кончики щетинок эффективнее очищают дальние зубы.

Режим чистки и режим ухода за деснами



Эта щетка оснащена двумя режимами для эффективного удаления налета и бережного ухода за деснами: режим Clean (Чистка) для качественной чистки и режим Gum Care (Уход за деснами) для мягкого массажа десен в течение одной минуты на более низкой скорости.

Безопасно и бережно



Безопасная чистка гарантирована: наша звуковая технология позволяет использовать щетку при наличии брекетов, пломб, коронок и виниров, помогает предотвратить развитие кариеса и улучшить состояние десен.

Единственная эффективная звуковая технология



Насадка и щетка Sonicare идеально сочетаются друг с другом и гарантируют безупречную чистоту благодаря использованию нашей звуковой технологии. Высокочастотные вибрации в ручке (до 31 000 чистящих движений в минуту) взбивают зубную пасту в пену. Ее пузырьки проникают между зубами и вдоль линии десен, эффективно удаляет зубной налет.

Вы слишком сильно давите на щетку?



Во время чистки вы можете не замечать, что слишком сильно надавливаете на зубы. Если вы оказываете чрезмерное давление на зубы или десны, зубная щетка издает прерывистый звук, означающий, что необходимо снизить давление.

Технология BrushSync



Встроенный микропроцессор распознает и обеспечивает соединение интеллектуальной чистящей насадки и зубной щетки. Благодаря этой возможности

вы сможете получать напоминания о замене чистящей насадки.

Функция напоминания о замене BrushSync



Все чистящие насадки приходят в негодность со временем. Однако наша зубная щетка оснащена технологией BrushSync, которая отслеживает продолжительность и интенсивность использования насадки. Вы получите уведомление, когда придет время замены: на ручке загорится индикатор, прозвучит короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда будете уверены в эффективности чистящей насадки.

Функция таймера



Функция QuadPacer оповещает о том, что на чистку определенного участка потрачено достаточно времени и можно переходить к следующему. Ну а Smartimer оповестит о завершении полного двухминутного цикла чистки.

Характеристики

Режимы

- Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
- Уход за деснами: Мягкий массаж десен

В комплекте

- Щетки: ProtectiveClean — 1 шт.
- Насадки: G2 Optimal Gum Care — 1 шт.
- зарядное устройство: 1

Дизайн и отделка

- цвет: Белый со светло-голубым

Качество чистки

- Скорость движения чистящих щетинок: До 31 000 чистящих движений в минуту
- Высокое качество: Удаляет в 7 раз больше налета*
- Польза для здоровья: Улучшает состояние десен, Снижает риск возникновения кариеса
- Оценка силы нажатия: Щетка вибрирует, предупреждая пользователя
- Таймер: Smartimer и Quadpacer

Технология интеллектуального датчика

- Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном

давлении на зубы

- Функция напоминания о замене BrushSync: Напомнит, когда следует, заменить чистящую насадку

Удобство использования

- Совместимость ручки: Удобные съемные насадки
- Индикатор замены: Для наилучших результатов, в качестве напоминания загорается значок
- Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
- Ручка: Изящный эргономичный дизайн
- Время работы: до 2 недель

Технические характеристики

- Элемент питания: Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): до 2 недель

Мощность

- напряжение: 110—220 В

Обслуживание

- Гарантия: 2 года гарантии



Дата выпуска 2018-01-10

Версия: 7.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* по сравнению с обычной зубной щеткой