

## Philips Sonicare FlexCare Platinum

Электрическая звуковая зубная щетка, для клиник  
3 режима, 3 уровня

интенсивности

2 чистящие насадки  
С датчиком давления  
Ультрафиолетовый  
дезинфектор

### FlexCare Platinum



HX9182/32

Результат гарантирован вне зависимости от техники чистки

## Наша первая зубная щетка с адаптивной технологией

В основе нашей адаптивной технологии лежат два компонента — инновационная чистящая насадка AdaptiveClean и удобный датчик давления на зубы. Эти функции помогут вашим пациентам эффективно чистить зубы, не оказывая на них излишнего давления.

### Обеспечивает тщательное очищение

- Чистящая насадка AdaptiveClean
- Возможность выбора индивидуального режима чистки
- Патентованная технология чистки Sonicare

### Помогает следовать рекомендациям стоматолога

- Удобный датчик давления

### Позволяет создать свой режим чистки зубов

- Новый режим Deep Clean (Глубокая чистка): эффективная чистка труднодоступных участков без лишних усилий

### Создано для вас

- Чистящая насадка InterCare

### Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Ультрафиолетовый дезинфектор
- SmartTimer
- Quadpacer

# PHILIPS

sonicare

Электрическая звуковая зубная щетка, для клиник  
3 режима, 3 уровня интенсивности 2 чистящие насадки, С датчиком давления, Ультрафиолетовый дезинфектор


## Особенности

### Чистящая насадка AdaptiveClean



Мягкие и гибкие прорезиненные ребра позволяют щетинкам подстраиваться под уникальную форму зубов и десен пациентов, обеспечивая до 4 раз больший охват поверхности зубов\*. Гибкая чистящая насадка обеспечивает аккуратное перемещение щетинок вдоль линии десен и предотвращает избыточное давление. Увеличенная амплитуда движений щетинок обеспечивает превосходное качество чистки вдоль линии десен и в труднодоступных местах\*. Доказано: удаляет в 10 раз больше налета в труднодоступных местах по сравнению с обычной ручной зубной щеткой\*.

### Удобный датчик давления




При слишком сильном нажатии на зубы щетка слегка вибрирует, предупреждая пациентов, что они слишком сильно надавливают на зубы во время чистки, тем самым помогая выработать правильную технику чистки зубов. Исследования в США показали, что 7 из 10 пациентов, которые ранее сильно надавливали на зубы во время чистки, значительно снизили давление благодаря датчику давления.

### Режим Deep Clean (Глубокая чистка)



Новый режим Deep Clean (Глубокая чистка) обеспечивает превосходную чистку даже труднодоступных участков. Благодаря уникальным движениям насадки и увеличенному до трех минут времени чистки этот режим — отличный выбор, если вы хотите уделить особое внимание труднодоступным местам.

### Индивидуальные режимы чистки



Три настройки интенсивности и три режима чистки обеспечивают максимальный комфорт и эффективность: возможность индивидуальной настройки обеспечивает лучший результат. Трехминутный режим Deep Clean (Глубокая чистка) обеспечивает превосходное очищение даже труднодоступных участков. Это идеальный режим для пациентов, которым требуется уделять особое внимание проблемным местам.

### Чистящая насадка InterCare



Удлиненные плотные щетинки глубоко проникают между зубами, позволяя

HX9182/32

эффективнее удалять зубной налет\* в межзубных промежутках. Идеально подходит для пациентов, страдающих от кровоточивости или воспаления десен.

### Ультрафиолетовый дезинфектор




Уничтожает до 99 % бактерий и вирусов\*. В комплектации некоторых профессиональных моделей, распространяемых в стоматологических клиниках.

### SmartTimer



Таймер на две минуты помогает соблюдать рекомендуемое стоматологами время чистки.

### Quadpacer



Таймер с 30-секундным интервалом обеспечивает тщательную чистку всех участков полости рта.

Электрическая звуковая зубная щетка, для клиник  
3 режима, 3 уровня интенсивности 2 чистящие насадки, С датчиком давления, Ультрафиолетовый дезинфектор

## Характеристики

### Режимы

- Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
- White (Осветление): Удаление поверхностных потемнений эмали
- Deep Clean (Глубокая чистка): Для эффективной тщательной чистки
- 3 уровня интенсивности: Низкий, Средний, Высокий

### В комплекте

- Щетки: 1 FlexCare Platinum
- Насадки: AdaptiveClean — 1 шт., 1 насадка InterCare стандартного размера
- зарядное устройство: 1
- Дорожный футляр: 1
- Ультрафиолетовый дезинфектор: 1

### Дизайн и отделка

- цвет: Серебристый серый

### Качество чистки

- Скорость движения чистящих щетинок: До 31 000 чистящих движений в минуту
- Высокое качество: Удаляет до 10 раз больше налета\*
- Польза для здоровья: Улучшает состояние

десен всего за две недели

- Эффект отбеливания: Помогает удалить налет естественным образом
- Таймер: Smartimer и Quadrascer
- Датчик давления: Щетка вибрирует, предупреждая пользователя

### Удобство использования

- Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки
- Время работы: До 3 недель\*\*\*
- Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
- Ручка: Изящный эргономичный дизайн
- Дисплей: Дисплей с подсветкой

### Технические характеристики

- Элемент питания: Аккумулятор
- Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 3 недель\*\*
- Тип элемента питания: Литий-ионный

### Питание

- напряжение: 110—220 В

### Обслуживание

- Гарантия: 2 года гарантии



Дата выпуска 2017-06-15

Версия: 10.1.1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* По сравнению с чистящей насадкой DiamondClean

\*\* По сравнению с обычной ручной зубной щеткой

\*\*\* Неопубликованные данные

\* После однократного использования каждой зубной щетки по сравнению с Oral-B 3000/6000 CrossAction

\* HSV1, Н.А.