

Philips Sonicare  
AirFloss Pro/Ultra, для  
клиник

1 насадка



HX8381/01

## Технология тройного распыления для здоровья десен

Эффективное решение для тех, кто нерегулярно пользуется зубной нитью

Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra\*\*\*\* — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.\*\*

### Улучшает состояние полости рта пациентов

- Удаляет до 99,9 % налета\*\*\*
- Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить\*\*
- Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

### Технология высшего качества

- Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха
- Высокоэффективная насадка
- Настраиваемый режим тройного распыления

### Простой способ эффективного очищения межзубных промежутков

- Простой способ улучшить качество чистки межзубных промежутков
- Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!
- Свежесть и чистота благодаря ополаскивателю для полости рта

**PHILIPS**  
sonicare

## Особенности

### Удаляет до 99,9 % налета



Удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках.\*\*\*

### Технология использования мельчайших каплей воды



Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

### Простое решение



Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. С прибором для очищения межзубных промежутков AirFloss легко сформировать полезную привычку: тщательно очищать промежутки между зубами. После трех месяцев использования AirFloss 96 % испытуемых, которые до этого не очищали межзубные

промежутки регулярно, стали использовать AirFloss четыре раза в неделю или чаще.

### Более здоровые десны



Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.\*\*  
Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

### Чистка всего за 60 секунд



С AirFloss Pro/Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Пациент просто выбирает частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживает кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажимает и отпускает ее для включения режима распыления вручную.

### Свежесть и чистота благодаря ополаскивателю для полости рта



Пациенты могут дополнительно использовать ополаскиватель для рта,


чтобы добиться непревзойденной свежести и антибактериального эффекта.

### Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках



Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

### Высокоэффективная насадка



Новая высокоэффективная насадка AirFloss Pro/Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших каплей воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

### Режим тройного распыления



Мощный распылитель прибора AirFloss Pro/Ultra можно настроить в соответствии с предпочтениями пациента: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.

# Характеристики

## В комплекте

- Прибор AirFloss Pro/Ultra: 1
- Насадка AirFloss Pro/Ultra: 1
- зарядное устройство: 1

## Дизайн и отделка

- цвет: Серый

## Качество чистки

- Клинически доказанные результаты: Результаты столь же эффективны, как и при использовании зубной нити; для улучшения состояния десен; для уменьшения кровоточивости; для предотвращения образования налета.
- Высокое качество: Удаляет до 99,9 % налета\*\*
- Польза для здоровья: Очищение полости рта за 60 секунд, Улучшает состояние десен за 2 недели
- Настраиваемые режимы: Автоматическое или ручное распыление, Режим однократного, двойного или тройного распыления
- Для максимального эффекта: Меняйте насадки каждые 6 месяцев

## Удобство использования

- Щетка: Изящный эргономичный дизайн
- Индикатор батареи: Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора
- Время работы батареи: 1–4 недели\*\*\*\*\*
- Система насадок: Легко фиксируются и снимаются

## Технические характеристики

- Элемент питания: Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Продолжительность зарядки: 24 часа для полной зарядки

## Питание

- напряжение: Универсальное зарядное устройство

## Обслуживание

- Гарантия: 2 года гарантии



Дата выпуска 2018-09-06

Версия: 9.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* При использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя пациентами с гингивитом от легкой до умеренной степени. AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Для получения дополнительной информации посетите страницу [www.philips.com/airfloss/faq](http://www.philips.com/airfloss/faq).  
\* \*\*\*AirFloss Ultra и AirFloss Pro являются одним и тем же продуктом, но могут именоваться по-разному в зависимости от страны и канала.  
\* \*\*\*\*\*в зависимости от интенсивности выбранных настроек