



Philips Sonicare
DiamondClean
Электрическая звуковая
зубная щетка

5 режимов

2 чистящие насадки
Зарядный стакан, дорожный
футляр
режим Polish (Полировка)

DiamondClean



HX9352/04

Еще более здоровые и белые зубы

Лучшая звуковая щетка с функцией "Отбеливание" в линейке Philips Sonicare

Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare!

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой
- Белоснежная улыбка за 1 неделю благодаря чистящей насадке DiamondClean*
- Улучшает состояние десен всего за 2 недели*
- На выбор представлено 5 режимов, таких как Polish (Полировка) и Sensitive (Деликатная чистка)
- Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

Обеспечивает тщательное очищение

- Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку
- Фиксация насадки под углом позволяет справиться с чисткой труднодоступных участков

Создано для вас

- Дорожный зарядный чехол с USB и стакан с зарядной базой
- Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут
- Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare

PHILIPS
sonicare

Характеристики

Режимы

- Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
- Осветление: Удаление поверхностных потемнений эмали
- Для чувствительных зубов и дёсен: Бережная чистка зубов и дёсен
- Забота о дёснах: Мягкий массаж дёсен
- Полировка: Дополнительная минута чистки передних зубов

В комплекте

- Щетка: 1 DiamondClean
- Насадки: 2 стандартные насадки DiamondClean
- Стакан с зарядной базой: 1
- Дорожный футляр: Дорожное зарядное устройство USB

Дизайн и отделка

- цвет: Черный

Качество чистки

- Скорость движения чистящих щетинок: До 31 000 чистящих движений в минуту
- Высокое качество: Удаляет до 7 раз больше налета*
- Польза для здоровья: Улучшает состояние

- дёсен всего за две недели
- Эффект осветления: Осветляет зубы в 2 раза лучше по сравнению с обычной щеткой*
- Таймер: Для чувствительных зубов и дёсен

Удобство использования

- Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки
- Время работы: До 3 недель**
- Индикатор батареи: Индикаторный значок с подсветкой начинает мигать, когда необходима подзарядка
- Щетка: Керамическая с хромированной вставкой
- Дисплей: Дисплей с подсветкой

Технические характеристики

- Элемент питания: Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 3 недель**

Питание

- напряжение: 110—220 В

Обслуживание

- Гарантия: 2 года гарантии



Дата выпуска 2018-08-10

Версия: 27.3.1

EAN: 08 71010 36549 57

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* по сравнению с обычной зубной щеткой

** при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)