




Philips Sonicare ProResults
Стандартные насадки
для звуковой зубной
щетки

4 шт. в упаковке

Стандартный размер
Сменные
Чистка всей поверхности

ProResults

HX6014/07



Превосходные характеристики.* Гарантированное качество.

Непревзойденные результаты по отличной цене

Насадка Philips Sonicare ProResults — одна из самых знаменитых насадок Sonicare. Идеальное и доступное решение для всех пользователей, готовых по достоинству оценить непревзойденное качество чистки с технологией Sonicare.

Эффективное очищение полости рта

- Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

Разработана для достижения наилучшего результата

- Philips Sonicare обеспечивает оптимальный результат
- Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки
- Технология, обеспечивающая максимальную звуковую вибрацию

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Эффективный уход для здоровья полости рта

Насадка, которая подходит для нескольких моделей зубных щеток

- Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

PHILIPS
sonicare


Особенности

Оптимальный результат



Насадка Philips Sonicare отличается особой формой щетинок, которые повторяют форму зубов и очищают даже самые труднодоступные участки.

Удаляет в 2 раза больше налета



Насадка удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

Максимальная звуковая вибрация



Чистящие насадки Philips Sonicare — важная составляющая нашей технологии, основанной на 31 000 колебательных движений в минуту, совершаемых с высокой частотой и амплитудой. Наша непревзойденная звуковая технология передает импульсы от ручки до кончика чистящей насадки. Это создает динамический поток жидкости, который эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

Съемная насадка




Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

Лучший уход для здоровья полости рта



Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

Индикаторные щетинки



Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

Характеристики

В комплекте

- Насадки: 4 стандартные насадки ProResults

Совместимость

- Система чистящих насадок: Сменные
- Подходит для этих моделей: HealthyWhite+, 2 Series борется с налетом, 3 Series для более здоровых десен, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Дизайн и отделка

- Жесткость щетинок: Обычный
- цвет: Белый
- Индикаторные щетинки: Синие индикаторные щетинки выцветают
- Размер: стандартный

Польза для здоровья

- Удаление налета: Удаляет до 2 раз больше налета*

Качество и эффективность

- Замена: Каждые 3 месяца
- Протестировано: для оптимального использования



Дата выпуска 2018-06-27

Версия: 6.1.1

EAN: 08 71010 36331 05

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* по сравнению с обычной зубной щеткой