



Philips Sonicare Sensitive
Мини-насадки для
звуковой зубной щетки

2 шт. в упаковке

Компактный размер

Сменные

Для чувствительных десен и
зубов

HX6082/07



Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.

Тщательная чистка для чувствительных зубов и десен

Чистящая насадка Philips Sonicare Sensitive — идеальное решение для бережной и деликатной чистки зубов и десен.

Мягкое, но эффективное очищение

- Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой

Разработана для достижения наилучшего результата

- Благодаря инновационному дизайну щетинки бережно очищают и эффективно удаляют налет
- Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки
- Технология, обеспечивающая максимальную звуковую вибрацию

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Эффективный уход для здоровья полости рта

Насадка, которая подходит для нескольких моделей зубных щеток

- Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

PHILIPS
sonicare

Особенности

Бережное очищение, эффективное удаление налета



Чистящие насадки Philips Sonicare оснащены ультрамягкими щетинками, которые обеспечивают бережную и эффективную чистку зубов. Оптимальная длина и расположение щетинок гарантируют бережное воздействие. Кроме того, доступны насадки меньшего размера для более тщательной чистки.

Эффективное удаление налета



Клинические исследования доказали более высокую эффективность чистящих насадок Philips Sonicare Sensitive в борьбе с налетом по сравнению с обычными зубными щетками.

Максимальная звуковая вибрация



Чистящие насадки Philips Sonicare — важная составляющая нашей технологии, основанной на 31 000 колебательных движений в минуту, совершаемых с высокой частотой и амплитудой. Наша непревзойденная звуковая технология передает импульсы от ручки до кончика чистящей насадки. Это создает динамический поток жидкости, который эффективно очищает

межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

Съемная насадка



Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

Лучший уход для здоровья полости рта



Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

Индикаторные щетинки



Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

Характеристики

В комплекте

- Насадки: 2 мини-насадки, бережная чистка

Совместимость

- Система чистящих насадок: Сменные
- Подходит для этих моделей: 2 Series борется с налетом, 3 Series для более здоровых десен, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Дизайн и отделка

- Жесткость щетинок: Ультрамягкие
- цвет: Белый
- Индикаторные щетинки: Синие индикаторные щетинки выцветают
- Размер: Компактный

Полезь для здоровья

- Удаление налета: Помогает удалить налет

Качество и эффективность

- Замена: Каждые 3 месяца
- Протестировано: для оптимального использования



Дата выпуска 2018-08-17

Версия: 3.0.1

EAN: 08 71010 36339 76

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com