

ОККЛЮДАТОР CHROME DENTURE

Характеристики

Гладкая поверхность рабочих деталей.
Настройка положения верхней челюсти.
Доступная цена.

Артикул: 02041



ОККЛЮДАТОР CHROME DENTURE С узкой рамкой

Характеристики

Окклюдатор для моделирования коронок и мостов

Артикул: 02044



ОККЛЮДАТОР CHROME DENTURE С нормальной рамкой

Характеристики

Простой функциональный окклюдатор

Артикул: 02042



ОККЛЮДАТОР BRONZE DENTURE

Характеристики

Простой функциональный окклюдатор

Артикул: 02045



ОККЛЮДАТОР CHROME DENTURE С широкой рамкой

Характеристики

Простой окклюдатор для работы с частичными и полными протезами, также подходит для моделирования единичных коронок и коротких мостов.

Артикул: 02043



ОККЛЮДАТОР На пружинах

Характеристики

Простой и удобный окклюдатор на пружинах, для работы с частичными коронками и короткими мостами.

Артикул: 02040



ОККЛЮДАТОР ОДНОРАЗОВЫЙ

Характеристики

Изготовлен из пластика.
Удобен и эргономичен

Артикул: 02047 (планка с выступом)
02047-1 (плоская планка)



Планка с выступом

Плоская планка

ОДНОРАЗОВЫЙ ОККЛЮДАТОР (планка с выступом) Новый дизайн, имитирует латеральные движения

Характеристики

Изготовлен из пластика. Удобен и эргономичен. Специальный дизайн, позволяет имитировать латеральные движения

Артикул: 02049

