


Система гигиены Dürr Dental – уверенность в том, что Вы все предусмотрели

4 цвета, 4 области применения – простая логика и безопасность



СЖАТЫЙ ВОЗДУХ
АСПИРАЦИЯ
ПЕРЕДАЧА
ИЗОБРАЖЕНИЯ
СОХРАНЕНИЕ ЗУБОВ
ГИГИЕНА

Главное, когда можно положиться на одну

Еще в 1965 году компанией Dürr Dental было разработано первое дезинфицирующее средство для аспирационных установок Orotol. Это стало началом непрерывного расширения нашей компетенции в области гигиены. Сегодня стоматологи всего мира доверяют системе гигиены Dürr, которая обеспечивает комплексную защиту в стоматологической практике.

Консультации

- Повышение квалификации, командные обучения и консультации на месте
- Экспертные знания квалифицированных тренеров
- Рекомендации, ориентированные на решения индивидуальных задач для каждой клиники
- Поддержка при создании системы управления качеством



Сервис

- Профессиональные, ориентированные на решения консультации по продуктам
- Актуальное предложение информации в интернете
- Портал электронной системы обучения



Система гигиены Dürr



Качество

- Высокий производственный стандарт – сделано в Германии
- Безопасность за счет установленных и контролируемых рабочих процессов
- Многолетний опыт в качестве производителя средств дезинфекции и очистки



СИСТЕМУ

В дополнение к продуктам системы гигиены Dügg мы предлагаем комплексный пакет услуг, который поддерживает стоматологическую команду в повседневной работе. Наша консультация прямо в стоматологическом кабинете поможет защитить Ваши интересы. А в отделе обслуживания Вам ответят на все вопросы относительно наших продуктов. И наилучшее качество, собранное за многолетний опыт работы, всегда сопровождается инновациями, которые направлены на потребности стоматологических будней.



Инновации

- Современный дизайн продукта
- Учитываются последние новшества и изменения
- Исключительно биологически разлагаемая продукция



Ориентация на пользователя

- Помощь для пользователя благодаря применению цветовой маркировки системы гигиены Dügg
- Характерные и оптимально пригодные к хранению бутылки 2,5 л системы гигиены Dügg
- Простое обращение с продукцией благодаря эргономичной форме бутылки
- Вспомогательные средства для оптимального дозирования



4 цвета – 4 области применения

- Синий цвет для инструментов **Стр. 06**
- Зеленый цвет для поверхностей **Стр. 08**
- Розовый цвет для кожи и рук **Стр. 12**
- Желтый цвет для специальных областей **Стр. 14**

Лучше всего, если все имеет единую систему

Ничего нельзя оставлять на волю случая, когда речь идет о защите от инфекций, дезинфекции и очистке. Поэтому мы провели многочисленные испытания и доказали, что все препараты отвечают требованиям, которые имеют решающее значение в повседневной практике.

Безопасность

- Широкий спектр действия: бактерицидное, фунгицидное, туберкулоцидное, вирулицидное
- Испытанное, надежное действие
- Препараты занесены в перечень VAH/DGHM и соответствуют стандартам ЕС
- Высокая эффективность дезинфекции и очистки

Наши рекомендации для Вашей стоматологической практики:



HD 410
Дезинфекция рук

HD 435
Лосьон для мытья



FD 366 sensitive
Дезинфекция чувствительных поверхностей

FD 360
Очиститель и уход за искусственной кожей



FD 322
Быстрая
дезинфекция



FD 312
Дезинфекция
поверхности



FD 333 wipes
Дезинфицирующие
салфетки



Совместимость

- Продуманные соединения активных веществ: без альдегидов, галогенов, фенолов
- Щадящее воздействие на кожу и бережный уход
- Исключительная совместимость с материалами, рекомендуется ведущими производителями стоматустановок
- Клинически испытано

Комфортабельность

- Простота в обращении и эффективность
- Удобные, единые размеры бутылок
- Очистка согласно плану
- Дозирование колпачками
- Высокая экономичность в применении

Быстрота

- Короткое время воздействия
- Быстрое, высыхание без следов
- Практичность в применении
- Простая дозировка



MD 550
Очиститель
плевательницы




Orotol® plus
Дезинфекция аспираци-
онных установок




MD 555 cleaner
Специальный очиститель
аспирационных
установок



ID 212 или ID 213
Дезинфекция
инструментов



ID 220
Дезинфекция боров





Дезинфекция и очистка Инструменты и боры

■ ID 212 Дезинфекция инструментов

Концентрат для дезинфекции и очистки инструментов с лучшей совместимостью с материалами



Срок годности раствора - 7 дней

- Бактерицидный, вкл. туберкулоцидный, фунгицидный, ограниченно вирулицидный (HBV, HCV, HIV) и безоболочковый вирус (Noro)
- Пригоден для общего, хирургического и вращающегося инструментария
- Особенно короткое время воздействия в ванне: 5 минут
- Отличная совместимость с материалами инструментов с составом из резины и силикона

Активные вещества: ЧАС

Поставляется: 2,5 л

Мы рекомендуем: Hygasonic, Hygobox

■ ID 212 forte Дезинфекция инструментов

Концентрат для дезинфекции и очистки инструментов при коротком времени воздействия в ультразвуковой ванне



Время воздействия 2 мин.

- Бактерицидный, вкл. туберкулоцидный, фунгицидный, ограниченно вирулицидный (HBV, HCV, HIV) и безоболочковые вирусы (Adeno, Noro)
- Пригоден для общего, хирургического и вращающегося инструментария
- Высокая антикоррозионная защита и длительное время работоспособности препарата на протяжении 7 дней
- Крайне быстрая дезинфекция и очистка в ультразвуковой ванне: 2 минуты

Активные вещества: Алкиламины, ЧАС

Поставляется: 2,5 л

Мы рекомендуем: Hygasonic, Hygobox

■ ID 213 Дезинфекция инструментов

Полностью вирулицидный концентрат для дезинфекции и очистки общих, хирургических и вращающихся инструментов



Полное вирулицидное действие

НОВЫЙ АРОМАТ

- Бактерицидный, вкл. туберкулоцидный, фунгицидный, вирулицидный
- Исключительные чистящие свойства – растворяет устойчивые загрязнения
- Особенно экономичное средство благодаря длительному времени работоспособности на протяжении 14 дней
- Превосходная совместимость с материалами благодаря наличию ингибиторов коррозии

Активные вещества: Алкиламины, ЧАС

Поставляется: 2,5 л

Мы рекомендуем: Hygasonic, Hygobox

■ ID 220 Дезинфекция боров

Полностью вирулицидный, готовый к применению препарат для дезинфекции и очистки вращающегося инструмента



Полное вирулицидное действие

- Бактерицидный, вкл. туберкулоцидный, фунгицидный, вирулицидный
- Высокая степень очистки особенно мелких структур боров и фрез
- Высокая антикоррозионная защита и длительное время рабочего препарата на протяжении 7 дней
- Короткое время воздействия: 30 сек. в ультразвуковой ванне, 1 мин. во фрезаторе

Активные вещества: Спирты в щелочной среде

Поставляется: 2,5 л

Мы рекомендуем: Hygasonic, фрезатор



Аппараты и принадлежности

Hygobox

Прочный контейнер для дезинфекции вместимостью 3 литра



- Эргономично выполненные ручки для безопасной транспортировки
- Устойчивая для стекания сетчатая вставка
- Шлицы специальной формы предотвращают сцепление инструментов
- Щипцы для надежного захвата инструментов, транспортировки и укладывания

Размеры (ВхШхГ): 13 x 32,5 x 21 см

Варианты цветов: Крышка антрацитового цвета с синей или желтой сетчатой вставкой, крышка доступна в 5 цветах с белой сетчатой вставкой

Мы рекомендуем: ID 212, ID 212 forte, ID 213, MD 520, MD 535

Hygosonic

Ультразвуковой аппарат с подогревом для основательной очистки инструментов, вспомогательных средств, протезов и т.д. Кроме того, инструменты можно хорошо дезинфицировать с использованием продуктов серии ID/MD.



- Эффективная и щадящая дезинфекция и очистка
- Равномерная очистка за счет оптимизации ультразвукового поля
- Повышение производительности при помощи функции увеличения мощности «Boost-Funktion»
- Дегазирование растворов при помощи функции газоудаления «Degas-Funktion»

Размеры (ВхШхГ): 21,4 x 30 x 17,9 см

Объем ванны: 2,75 литров

Принадлежности: Крышка, набор стеклянных колб, вставки и погружная корзина

Мы рекомендуем: ID 212, ID 212 forte, ID 213, ID 220, MD 530, MD 535

Hygorac Plus, Hygofol

Соответствующий упаковочный прибор непрерывного действия для нормативной упаковки стерильных пакетов, например, Hygofol.



- Интеллектуальная концепция текущего контроля, соответствующая стандарту DIN EN ISO 11607
- Сохранение данных на SD-карту или через сеть
- Высокая скорость запечатывания

Размеры:

Hygorac Plus (ВхШхГ): 170 x 370 x 140 мм

Пакеты Hygofol (ШхД): 7,5 см, 10 см или 15 см x соответственно 30 см

Рулоны Hygofol (ШхД): 5 см, 7,5 см, 10 см, 15 см или 25 см по соответственно 100 м

Документация

Hygoseal Plus

Готовый тест контроля запечатанного шва – пакет с интегрированным индикатором ежедневного контроля качества



- Надежная визуальная оценка качества шва запечатывания
- Быстрый процесс с немедленным результатом
- Простое обращение
- Понятная документация результатов теста с подтверждением качества

Размер упаковки: 100 штук

Hygoprint

Система маркировки упаковки стерильного материала



- Быстрое и простое документирование процесса стерилизации
- Полная маркировка всех необходимых данных
- Легкость и удобство в обращении

Принадлежности: Односторонние или двусторонние клеящие этикетки, блок документации по 100 листов

Дезинфекция и очистка

Дезинфекция поверхности

■ FD 300 Дезинфекция поверхности*

Полностью вирулицидный и не содержащий спиртов концентрат для дезинфекции поверхностей и инвентаря



- Бактерицидный, вкл. туберкулоцидный, фунгицидный, вирулицидный
- Особо быстрое время воздействия: 2 минуты при 3-процентной дозировке
- Высокоэкономичное средство: до 500 литров готового раствора
- Пролонгированное действие для длительной защиты от инфекции

Активные вещества: Алкиламины, ЧАС

Поставляется: 2,5 л

Мы рекомендуем: Очиститель FD 370 cleaner, салфетки FD multi wipes, салфетки FD multi wipes compact

■ FD 312 Дезинфекция поверхности*

Не содержащий спиртов концентрат для дезинфекции поверхностей и предметов



- Бактерицидный, вкл. туберкулоцидный, фунгицидный, ограниченно вирулицидный (HBV, HCV, HIV) и безоболочковые вирусы (Noro)
- Экономичное в применении средство: до 250 литров готового раствора
- Проверенная совместимость с материалами
- Особо приятный запах

Активные вещества: ЧАС

Поставляется: 2,5 л

Мы рекомендуем: Очиститель FD 370 cleaner, салфетки FD multi wipes, салфетки FD multi wipes compact

■ FD 360 cleaner Praxisreiniger

Концентрат для очистки поверхностей и предметов



- Эффективный очиститель для инвентаря клиники, оборудования и полов
- Отсутствие нейтрализации дезинфицирующего действия
- Отсутствие липкости или окрашивания очищенных поверхностей
- Высокоэкономичное средство: до 250 литров готового раствора

Ингредиенты: Неионические поверхностно-активные вещества

Поставляется: 2,5 л

Мы рекомендуем: FD 300, FD 312



Изменение дезинфицирующего действия при применении обычного ионического очистителя и неионического очистителя FD 370 cleaner Praxisreiniger

i *Безопасное использование биоцидов. Перед использованием всегда читайте характеристики и информацию о продукте.



Быстрая дезинфекция

■ FD 322 Быстрая дезинфекция

Быстросействующий готовый препарат для дезинфекции и очистки поверхностей



Время воздействия 15 секунд

- Бактерицидный, вкл. туберкулоцидный, фунгицидный, ограниченно вирулицидный (HBV, HCV, HIV) и безоболочковые вирусы (Adeno, Noro, Polyoma SV 40)
- Время воздействия в соответствии с VАН/DGHM: 15 секунд
- Высыхание без остатка
- Проверенная совместимость с материалами – рекомендуется ведущими производителями оборудования

Активные вещества: Спирты

FD 322 поставляется в: 750 мл для Hygowipe Plus, 800 мл, 2,5 л, 10 л

Мы рекомендуем: Hygowipe Plus, распылительную головку, распылитель 600 мл, салфетки FD multi wipes, салфетки FD multi wipes compact

FD 322 без ароматизаторов, поставляется в: 2,5 л, 10 л

Мы рекомендуем: Парфюмерные концентраты MyMix, распылитель 600 мл, салфетки FD multi wipes, салфетки FD multi wipes compact

■ FD 333 Быстрая дезинфекция

Полностью противовирусный готовый препарат для дезинфекции и очистки поверхностей



Полное вирулицидное действие

- Бактерицидный, вкл. туберкулоцидный, фунгицидный, вирулицидный
- Пролонгированное действие для длительной защиты от инфекции
- Проверенная совместимость с материалами – рекомендуется ведущими производителями оборудования
- Свежий аромат лимона

Активные вещества: Спирты, ЧАС

Поставляется: 750 мл для Hygowipe Plus, 800 мл, 2,5 л, 10 л

Мы рекомендуем: Hygowipe Plus, распылительную головку, распылитель 600 мл, салфетки FD multi wipes, салфетки FD multi wipes compact

■ FD 366 sensitive Дезинфекция чувствительных поверхностей

Готовый препарат для дезинфекции и очистки особо чувствительных поверхностей



Время воздействия 1 мин.

- Бактерицидный, вкл. туберкулоцидный, фунгицидный, ограниченно вирулицидный (HBV, HCV, HIV)
- Специально разработанный для длительного сохранения внешнего вида препарат с незначительным содержанием спирта
- Быстрое дезинфицирующее действие: время воздействия 1 минута
- При применении на стоматологических установках идеально в сочетании с очистителем искусственной кожи FD 360

Активные вещества: Спирты, ЧАС

Поставляется: 750 мл для Hygowipe Plus, 800 мл, 2,5 л, 10 л

Мы рекомендуем: Hygowipe Plus, распылительную головку, распылитель 600 мл, салфетки FD multi wipes, салфетки FD multi wipes compact

Уход

■ FD 360 Очиститель и средство по уходу за искусственной кожей

Чистящий флюид для тщательной очистки



- Щадящий очиститель в комбинации со средством по уходу
- Интенсивное чистящее свойство – удаляет любые пятна
- Проверенная совместимость с материалами – рекомендуется ведущими производителями стоматустановок
- При применении на стоматологических установках идеально в комбинации с FD 366 sensitive

Ингредиенты: Специальные поверхностно-активные вещества, силиконовые смеси и ухаживающие компоненты на основе масла авокадо

Поставляется: Набор из распылителя 500 мл и 10 специальных губок

Мы рекомендуем: FD 366 sensitive



Дезинфицирующие поверхность салфетки

■ FD 300 top wipes Дезинфекция поверхностей

Полностью вирулицидные и не содержащие спирты салфетки для дезинфекции и очистки поверхностей и предметов



- Бактерицидные, вкл. туберкулоцидные, фунгицидные, вирулицидные
- Особо быстрое время воздействия: 2 минуты
- Пролонгированное действие для длительной защиты от инфекции
- Практичное получение из современного диспенсера

Активные вещества: Алкиламины, ЧАС

Поставляется: В упаковке по 50 салфеток

Размер салфетки: 17,5 x 28 см

■ FD 312 wet wipes Дезинфекция поверхности*

Не содержащие спиртов салфетки для дезинфекции и очистки больших поверхностей



- Бактерицидные, вкл. туберкулоцидные, фунгицидные, ограниченно вирулицидные (HBV, HCV, HIV) и безоболочковые вирусы (Noro)
- Высокоэкономичные: увлажнение поверхности до 8 м²
- Салфетки из прочной сотовой структуры
- Длительное действие с ароматом свежести

Активные вещества: ЧАС

Поставляется: В упаковке по 15 салфеток

Размер салфетки: 22 x 42 см

■ FD 333 wipes Быстрая дезинфекция

Готовые к применению салфетки для дезинфекции и очистки поверхности



- Бактерицидные, фунгицидные, вирулицидные
- Быстрое дезинфицирующее действие: 1 минута
- Высыхание без остатка
- Без ароматизаторов

Активные вещества: Спирты, ЧАС

Поставляется: В упаковке по 110 салфеток

Размер салфетки: 14 x 22 см

■ FD 350 Дезинфицирующие салфетки

Спиртосодержащие и быстродействующие салфетки для дезинфекции и очистки небольших поверхностей



- Бактерицидные, вкл. туберкулоцидные, фунгицидные, ограниченно вирулицидные (HBV, HCV, HIV) и безоболочковые вирусы (Adeno, Noro, Polyoma SV 40)
- Быстрое дезинфицирующее действие: время воздействия 15 секунд
- Высыхание без остатка
- 3 различных аромата: классический, цветочный, лимон

Активные вещества: Спирты

Поставляется: В упаковке по 110 салфеток

Размер салфетки: 14 x 22 см

i *Безопасное использование биоцидов. Перед использованием всегда читайте характеристики и информацию о продукте.

■ Салфетки FD multi wipes

Универсальные сухие салфетки для пропитки дезинфицирующими и чистящими препаратами



- Универсальные салфетки в комбинации с дезинфицирующим препаратом для обработки поверхностей
- Безворсовые и прочные
- Очень хорошая смачиваемость и без царапания поверхности
- Очень экономичны

Поставляется: В упаковке по 180 салфеток

Размер салфетки: 20x30 см

Мы рекомендуем: FD 300, FD 312, FD 322, FD 333, FD 366 sensitive, настенный держатель для бокса салфеток FD multi wipes

■ Салфетки FD multi wipes compact

Сухие салфетки большого размера в удобной упаковке, для пропитки дезинфицирующими и чистящими препаратами



- Универсальные салфетки в комбинации с дезинфицирующим препаратом для обработки поверхностей
- Безворсовые и прочные
- Очень хорошая смачиваемость и без царапания поверхности
- Предварительно пропитанные салфетки, эффективные и пригодные к использованию на протяжении 28 дней

Поставляется: В упаковке по 60 салфеток

Размер салфетки: 29x30 см

Мы рекомендуем: FD 300, FD 312, FD 322, FD 333, FD 366 sensitive

MyMix –

арома – маркетинг для Вашего стоматологического кабинета

Ароматизирующее средство MyMix предлагает идеальное сочетание безопасной гигиены и актуальной оздоровительной тенденции. Определите для себя, как будет пахнуть в Вашем стоматологическом кабинете.

MyMix предлагает запахи LIME, MELON, SILK и TROPICAL.

Просто смешайте бутылку 2,5 л средства для дезинфекции поверхности FD 322 с одним флаконом ароматизирующего концентрата.



LIME

Освежающие нотки цитруса

MELON

Летняя свежесть

SILK

Тонкий и благородный

TROPICAL

Экзотичный и фруктовый



Кожа и руки



Дезинфекция и очистка Дезинфекция рук

■ HD 410¹⁾ Дезинфекция рук

Спиртосодержащий препарат для гигиенической и хирургической дезинфекции рук



- Бактерицидный, вкл. туберкулоцидный, фунгицидный (HBV, HCV, HIV) и безоболочковые вирусы (Adeno, Noro, Polyoma SV 40, Rota)
- Особо быстрое действие: гигиеническая дезинфекция рук – 15 секунд, хирургическая дезинфекция рук – 90 секунд.
- Приятное ощущение кожи благодаря восстановлению подкожного жирового слоя

Активные вещества: Спирты

Поставляется: 500 мл, 500 мл для Hugocare Plus, 800 мл, 2,5 л, 10 л

Мы рекомендуем: Универсальный диспенсер препаратов S 400, L 400, L 1000, Touchless T 400, T 1000, дозаторы

■ HD 412 essential²⁾ Дезинфекция рук

Специально для аллергиков, спиртосодержащий препарат для гигиенической и хирургической дезинфекции рук



- Бактерицидный, вкл. туберкулоцидный, фунгицидный, ограниченно вирулицидный (HBV, HCV, HIV) и безоболочковые вирусы (Noro; Rota)
- Особо надежное действие: гигиеническая дезинфекция рук – 30 секунд, хирургическая дезинфекция рук – 5 минут
- Без ароматизаторов и красителей
- Немедленное действие при особо хорошей совместимости с кожей

Активные вещества: Спирты

Поставляется: 500 мл, 500 мл для Hugocare Plus, 800 мл, 2,5 л

Мы рекомендуем: Универсальный диспенсер препаратов S 400, L 400, L 1000, Touchless T 400, T 1000, дозаторы

Очистка рук

■ HD 425 Лосьон для мытья

Мягкий лосьон для мытья кожи и рук



- Не содержит щелочи и мыла
- Дерматологически испытанное средство – очень хорошая совместимость с кожей
- Содержит ухаживающие и восстанавливающие подкожный жировой слой субстанции
- Идеальное дополнение к спиртовой дезинфекции рук HD 410 и HD 412 essential

Ингредиенты: Активные чистящие поверхностно-активные вещества и ухаживающие компоненты, напр. аллантоин

Поставляется: 500 мл **Мы рекомендуем:** HD 410, HD 412 essential, HD 440

■ HD 435 Лосьон для мытья

Мягкий, антимикробный лосьон для мытья со свойственным коже уровнем pH для сохранения естественной кожной флоры



- Не содержит щелочи и мыла – образует кислотозащитную оболочку на коже
- С интенсивным очищающим действием благодаря изысканным моющим компонентам
- Содержит ухаживающие и восстанавливающие подкожный жировой слой субстанции, а также компоненты предотвращающие высушивание кожи
- Идеальное дополнение к спиртовой дезинфекции рук HD 410 и HD 412 essential

Ингредиенты: Активные чистящие поверхностно-активные вещества и антимикробные компоненты, а также аллантоин

Поставляется: 500 мл, 800 мл, 2,5 л

Мы рекомендуем: Универсальный диспенсер препаратов S 400, L 400, L 1000, Touchless T 400, T 1000, дозаторы, HD 410, HD 412 essential, HD 440



Уход

■ HD 440 Ухаживающий лосьон

Лосьон для подверженной вредным воздействиям и чувствительной кожи



- Защищает, ухаживает и предотвращает воспаления
- Препятствует высыханию кожи
- Проверенные компоненты сохраняют эластичность кожи рук
- Быстро впитывается – не оставляет жирных следов

Ингредиенты: Ухаживающие масла, экстракт гаммелиса, аллантоин и витамин А

Поставляется: 500 мл

Мы рекомендуем: Универсальный диспенсер препаратов S 400, L 400, дозаторы, HD 410, HD 412 essential, HD 425, HD 435

Диспенсерные системы

■ Универсальный диспенсер препаратов Touchless

Сенсорный диспенсер с питанием от батареи для бесконтактного гигиенического нанесения препаратов



- Оптимальная, бесконтактная гигиена рук
- Работа от батареи с индикатором низкого заряда батареи и с акустическим сигналом для замены батареи
- Высокий уровень гигиены благодаря корпусу из анодированного алюминия
- Автоклавируемый насос из нержавеющей стали

Размеры (ВхШхГ): Т 1000/Т 400: 9,2х33,0х21,0 см

Поставляется: Т 400 для бутылки 500 мл, Т 1000 для бутылки 800 мл

Мы рекомендуем: HD 410, HD 412 essential, HD 435, HD 440

в бутылках по 500 мл или 800 мл, держатель лотка, настольная подставка

■ Универсальный диспенсер препаратов

Универсальный диспенсер для нанесения препаратов для рук с возможностью настенного монтажа



- Очень удобен для пользователя
- Поставляется с коротким (S) или длинным (L) рычагом
- Долговечное исполнение из алюминия и нержавеющей стали
- Автоклавируемый насос

Размеры (ВхШхГ): S 400 / L 400: 8,2 x 24,5 x 8,2 см, длина рычага:

S: 16 см, L: 21,5 см / L 1000: 9,2 x 29 x 9 см, длина рычага: 22,5 см

Поставляется: S 400 и L 400 для бутылок по 500 мл, L 1000 для бутылок по 800 мл

Мы рекомендуем: HD 410, HD 412 essential, HD 435, HD 440 в бутылках по 500 мл или 800 мл

¹⁾ Состав HD 410: 100 г раствора содержит в качестве активных компонентов 47 г 2-пропанол, 26 г 1-пропанол. Вспомогательные вещества: поли (оксизитилен)-6-глицерин (моно, ди) алканат (C₈ – C₁₀), краситель Е 131, ароматические вещества, очищенная вода. Область применения: Гигиеническая и хирургическая дезинфекция рук. Противопоказания: HD 410 не подходит для дезинфекции слизистых оболочек и для использования при поврежденной коже. При повышенной чувствительности к любому из компонентов средство HD 410 применять нельзя. Побочные эффекты: При частом использовании может вызвать раздражение кожи, например, сухость. Указания: Хранить при комнатной температуре. Защищать от нагревания, сырости и прямого солнечного света. Хранить в недоступном для детей месте. Препарат нельзя использовать после истечения срока годности. Фармацевтическое предприятие и производитель: ogochemie, 70798 Kornwestheim. Сбыт: Dürr Dental AG, 74302 Bietigheim-Bissingen.

²⁾ Состав HD 412 essential: 100 г раствора содержит в качестве действующего вещества 63,1 г 2-пропанол. Вспомогательные вещества: Очищенная вода. Область применения: Гигиеническая и хирургическая дезинфекция рук. Противопоказания: HD 412 essential не подходит для дезинфекции открытых ран. При повышенной чувствительности к любому из компонентов средства HD 412 essential применять нельзя. Побочные эффекты: При втирании в кожу средства HD 412 essential может возникнуть покраснение и легкое жжение. Указания: Хранить плотно закрытым. Хранить в недоступном для детей месте. Препарат нельзя использовать после истечения срока годности. Фармацевтическое предприятие и производитель: ogochemie, 70798 Kornwestheim. Сбыт: Dürr Dental AG, 74302 Bietigheim-Bissingen.

Рекомендации по использованию наших препаратов основаны на тщательных внутренних и внешних научных исследованиях и приведены с должной компетенцией и добросовестностью Ответственность расценивается в соответствии с нашими "Общими условиями", которые можно запросить у нас в любое время.

Специальная область применения

Дезинфекция и очистка аспирационных установок и плевательниц

■ Orotol® plus Дезинфекция аспирационных установок

Не образующий пены жидкий концентрат для одновременной дезинфекции, очистки, дезодорирования и ухода за всеми аспирационными установками и сепараторами амальгамы



- Бактерицидный, вкл. туберкулоцидный, фунгицидный, ограниченно вирулицидный (HBV, HCV, HIV) и безоболочковые вирусы (Adeno, Noro)
- Удаляет, дезинфицирует биопленку и предотвращает загрязнение кровью и белками
- Пролонгированное действие – отсутствие резистентности против микроорганизмов
- Проверенная совместимость с материалами – рекомендуется ведущими производителями стоматустановок

Активные вещества: ЧАС

Поставляется: 2,5 л **Мы рекомендуем:** OroCup, MD 555 cleaner, MD 550

■ Orotol® ultra Дезинфекция аспирационных установок

Порошкообразный концентрат для одновременной дезинфекции, очистки, дезодорирования и ухода за всеми аспирационными установками и сепараторами амальгамы



- Бактерицидный, вкл. туберкулоцидный, фунгицидный, вирулицидный
- Удаляет, дезинфицирует биопленку и предотвращает загрязнение кровью и белками
- Незначительная применяемая концентрация (1 %) – отсутствие резистентности против микроорганизмов
- Проверенная совместимость с материалами – рекомендуется ведущими производителями стоматустановок

Активные вещества: Пероксигидрат карбоната натрия

Поставляется: Пакет 500 г **Мы рекомендуем:** OroCup, MD 555 cleaner, MD 550

■ MD 555 cleaner Специальный очиститель для аспирационных установок

Не образующий пены чистящий концентрат для аспирационных установок и амальгама-сепараторов всех моделей



- Растворяет известковый налет, профилактический порошок или профилактические продукты
- Интенсивное чистящее свойство против отложений и загрязнений
- Проверенная совместимость с материалами – рекомендуется ведущими производителями стоматустановок
- Идеальное действие в комбинации с Orotol® plus

Ингредиенты: Органические кислоты, беспенные поверхностно-активные вещества

Поставляется: 2,5 л **Мы рекомендуем:** , Orotol® plus, MD 550

■ MD 550 Очиститель плевательниц

Не образующий пены, готовый к применению раствор для интенсивной очистки плевательниц



- Тщательное удаление известковых отложений, крови и красителей зубного налета
- Одновременная очистка, дезодорирование и уход за плевательницами
- Без абразивных компонентов – не повреждает поверхность плевательниц
- Антимикробное действие – эффективно против бактерий и грибов

Активные вещества: Спирты

Поставляется: 800 мл **Мы рекомендуем:** Orotol® plus, MD 555 cleaner

■ OroCup Система ухода

Удобная для пользователя, закрытая система ухода для дезинфекции и очистки аспирационных установок и сепараторов амальгамы



- Создает воздушно-водную смесь для оптимального увлажнения и эффективной очистки аспирационной системы
- Рациональная работа – система для подготовки и аспирации готовых растворов
- Соединительные адаптеры для всех аспирационных шлангов

Поставляется: Система для ухода на 2 литра

Мы рекомендуем: Orotol® plus, MD 555 cleaner



Оттиски и зуботехнические работы

■ MD 530 Удаление цемента и очиститель протезов

Готовый к применению раствор для удаления цемента, зубного камня, пятен курильщика, оксидной пленки и т. д.



- Интенсивное чистящее действие и удаление кислоторастворимых налетов
- Непосредственное применение с отличной совместимостью с материалами
- Особо быстрое и эффективное действие благодаря специальной рецептуре
- Содержит ингибиторы коррозии

Ингредиенты: Неорганические кислоты, ПАВ

Поставляется: 2,5 л

Мы рекомендуем: Hygobox, Hygosonic

■ MD 535 Удаление гипса

Готовый к применению раствор для удаления гипса, альгината с оттисковых ложек и других вспомогательных веществ

Auch als
Tray cleaner
verwendbar
Also to be
used as
tray cleaner



- Нейтральный специальный очиститель особо быстрого действия
- Интенсивная очистка для удаления гипса и альгината
- С индикатором активности
- Пригоден для применения в ультразвуковой ванне

Ингредиенты: Щелочные чистящие компоненты и комплексообразователи

Поставляется: 2,5 л

Мы рекомендуем: Hygobox, Hygosonic

■ MD 520 Дезинфекция оттисков

Не содержащий спирта готовый к применению раствор для эффективной и совместимой с материалами дезинфекции и очистки оттисков, ортопедических работ и т. д.

Время
воздействия
5 мин.



- Бактерицидный, вкл. туберкулецидный, фунгицидный, ограниченно вирулицидный (HBV, HCV, HIV) и безоболочковые вирусы (Adeno, Noro)
- Применяется для альгинатов, силиконов, полиэфирных резин, гидроколлоидов, полисульфидов.

■ Высокая точность гипсовой рабочей модели благодаря эффективной степени очистки

■ Не оказывает отрицательного влияния на стабильность размеров и совместимость с гипсом

Активные вещества: ЧАС, ГЛА

Поставляется: 2,5 л, 10 л

Мы рекомендуем: Дезинфекционная банка, Hygobox, Hugojet

Прибор

■ Hugojet

Дезинфекционный и очищающий шлюз для оттисков и ортопедических работ



- Закрытая система предотвращает перекрестную инфекцию
- Экономичен – расход только 10 мл средства MD 520 на оттиск
- Необычно эффективен – 6 оттисков в течение 12 мин
- Испытанный метод дезинфекции – подтверждено экспертизой

Размеры (ВхШхГ): 56x34x32 см

Мы рекомендуем: MD 520

Обзор спектра действия и областей применения

	Стр.	Дезинфекция	Защита в переносе Объемных прикладной гигиены (VAH) ²	отвечает европейским нормам	Очистка	бактерицидное действие	туберкулоцидное действие	фунгицидное действие ³	ограничено вирулицидный ⁴ (оболочечные вирусы вкл. НВУ, HCV и HIV)	вирулицидный (эффективен против всех вирусов)	биологически разлагаемый	не содержит альдегиды	Использование концентрации	Время воздействия в мин.	Время воздействия в мин. в ультразвуковой ванне	Время работоспособности в днях
Инструменты																
ID 212 Дезинфекция инструментов	06	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2%	5/60 ⁵	2 ⁶	7
ID 212 forte Дезинфекция инструментов	06	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2%	5/60 ⁵	2 ⁶	7
ID 213 Дезинфекция инструментов	06	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2%	5/60 ⁵	2 ⁷	14
ID 220 Дезинфекция боров	06	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	неработающий	1 ⁵	0,5 ⁵	7
Поверхности																
FD 300 Дезинфекция поверхностей ¹³	08	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0,5%/1%	60 ⁵ /15		
FD 312 Дезинфекция поверхностей ¹³	08	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1%	15 ⁸		
FD 370 cleaner Очиститель стоматологического кабинета	08				■						■	■	1%/2%			
FD 322 Быстрая дезинфекция	09	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	неработающий	0,25 ⁵		
FD 333 Быстрая дезинфекция	09	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	неработающий	1 ⁵		
FD 360 Очиститель и средство по уходу за искусственной кожей	09				■						■	■	неработающий			
FD 366 sensitive Дезинфекция чувствительных поверхностей	09	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	неработающий	1 ⁹		
FD 300 top wipes Дезинфекция поверхностей	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	неработающий	2 ⁸		
FD 312 wet wipes Дезинфекция поверхности ¹³	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	неработающий	15 ⁸		
FD 333 wipes Быстрая дезинфекция	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	неработающий	1 ⁵		
FD 350 Дезинфицирующие салфетки	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	неработающий	0,25 ⁵		
Кожа и руки																
HD 410 Дезинфекция рук ¹	12	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	неработающий	0,25 ⁵ /1,5 ^{10,11}		
HD 412 essential Дезинфекция рук	12	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	неработающий	0,5/5 ^{10,11}		
HD 425 Лосьон для мытья (pH 5,4)	12				■						■	■	неработающий			
HD 435 Лосьон для мытья (pH 5,4)	12				■						■	■	неработающий			
HD 440 Ухаживающий лосьон	13										■	■	неработающий			
Специальная область применения																
Orotol® plus Дезинфекция аспирационных установок	14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2%	5/60 ⁵		
Orotol® ultra Дезинфекция аспирационных установок	14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1%	15		
MD 555 cleaner Специальный очиститель для аспирационных установок	14				■						■	■	5%	30 - 120		
MD 550 Очиститель плевательниц	14			■	■	■	■	■			■	■	неработающий	прибл. 5		
MD 520 Дезинфекция оттисков	15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	неработающий	5 ⁵ /10 ¹²		7
MD 530 Раствор для удаления зубного цемента / очистки протезов	15				■						■	■	неработающий	макс. 10	макс. 10	
MD 535 Удаление гипса	15				■						■	■	неработающий	при необходимости	при необходимости	

¹ Увлажняющее средство, находится в перечне Института им. Роберта Коха (RKI) ² Ассоциация прикладной гигиены / Немецкое общество гигиены и микробиологии ³ Проверено воздействие на кандиду белую ⁴ Соответственно рекомендаций Института им. Роберта Коха (RKI) (Федеральный вестник здравоохранения 47, 62-66, 2004) ⁵ Включая бактерии туберкулеза ⁶ Для бактерий туберкулеза 4%/30 минут ⁷ Для бактерий туберкулеза 2%/30 минут ⁸ Для бактерий туберкулеза 60 минут ⁹ Для бактерий туберкулеза 2 минуты ¹⁰ Для бактерий туберкулеза 30 секунд ¹¹ Гигиеническая дезинфекция рук / Хирургическая дезинфекция рук ¹² В Нубоjet ¹³ Безопасное использование биоцидов. Перед использованием всегда читайте характеристики и информацию о продукте.