



FRESATORE

Il Fresatore è stato concepito per la fresatura di zone palatali o linguali su modelli in gesso o in resina.

- È molto potente, molto silenzioso e di facile manutenzione.
- L'albero è montato su cuscinetti a sfera con protezione 2RS.
- Il rotore è equilibrato dinamicamente.

Alimentazione	230 V / 50 Hz
Potenza	130 W
Velocità motore	2.800 G/min
Corrente assorbita	1,2 A
Peso	5 kg
Dimensioni	Ø 16 x 29h cm.



MILLING MACHINE

The milling machine has been studied to mill palatal and lingual zones on plaster or resin models.

- It is very strong, noiseless and of easy maintenance.
- The motor shaft is mounted on ball bearings of 2RS type protection.
- The rotor is dynamically balanced.

Supply	230 V / 50 Hz
Power	130 W
Motor Speed	2,800 Rpm
Absorbed current	1.2 A
Weight	5 Kg
Dimensions	Ø 16 x 29h cm



DETOUREUSE

La detoureuse a été conçue pour le détournage des zones palatines ou linguales sur les modèles en plâtre ou en résine.

- Elle est très puissante, très silencieuse et facile à entretenir.
- L'arbre moteur est monté sur roulements à billes de protection 2RS.
- Le rotor est équilibré dynamiquement.

Alimentation	230 V / 50 Hz
Puissance	130 W
Vitesse moteur	2.800 T/m
Courant absorbé	1,2 A
Poids	5 Kg
Dimensions	Ø 16 x 29h cm



ZAHNKRANZFRÄSE

Die Zahnkranzfräse wurde zum Fräsen von Gaumen- und Zungenzonen auf Gips- oder Harzmodellen produziert.

- Sie ist sehr stark, sehr ruhig und ganz einfach zu bedienen.
- Die Motorwelle ist auf Kugellagern mit 2RS-Schutz montiert.
- Der Rotor wurde dynamisch ausbalanciert.

Spannung	230 V / 50 Hz
Leistung	130 W
Motorumdrehungen	2.800 U/min
Strombedarf	1,2 A
Gewicht	5 Kg
Abmessungen	Ø 16 x 29h cm



RECORTADORA DE INTERIORES

La recortadora de interiores ha sido concebida para recortar en las zonas palatal o lingual los modelos de yeso y resina.

- Es muy potente, muy silenciosa y de muy facil mantenimiento.
- El eje dei motor está montado sobre cojinetes de balas con protección 2RS.
- El rotor está equilibrado dinamicamente.

Alimentación	230 V / 50 Hz
Potencia	130 W
Velocidad motor	2.800 Rpm
Absorción	1,2 A
Peso	5 Kg
Madidas	Ø 16x27h cm