



### HYDRAULIC PRESS

The hydraulic press can press from 1 up to 3 muffles reaching at the max. push of 15000 kg on the muffles. The hydraulic circuit is completely watertight and it does not need any servicing.

Weight	21 Kg	Space between the columns	12 cm
Width	20 cm	Space between the plates	25 cm
Depth	19 cm	Plate stroke	2,5 cm
Height (completely closed)	50 cm	Max. pressure	15,000 Kg

Capacity: up to 3 mouffes 110 + variable brackets 263



### HYDRAULISCHE KÜVETTENPRESSE

Die Hydraulische Presse kann 1 bis 3 Küvetten aufnehmen und einen Druck von maximal 15.000 kg auf diese ausüben. Der hydraulische Kreislauf ist vollkommen wasserdicht und braucht keinerlei Wartung.

Gewicht	21 Kg	Raum zwischen den Säulen	12 cm
Breite	20 cm	Raum zwischen den Platten	25 cm
Tiefe	19 cm	Hub des Federtellers	2,5 cm
Höhe ganz geschlossen	50 cm	Max. Pressdruck	15.000 Kg

Kapazität: bis zu 3 Küvetten 110 + regelmässiger Buegel 263



### PRESSA IDRAULICA

La pressa idraulica può serrare da 1 a 3 muffole, raggiungendo una spinta massima di 15.000 Kg sulle muffole. Il circuito oleodinamico è completamente stagno e non necessita di manutenzione.

Peso	21 Kg	Spazio utile tra le colonne	12 cm
Larghezza	20 cm	Spazio utile tra piattelli	25 cm
Profondità	19 cm	Corsa del piattello	2,5 cm
Altezza completamente chiusa	50 cm	Forza massima	15.000 Kg

Capacità: fino a 3 muffole 110 + staffa variabile 263



### PRESE HYDRAULIQUE

Le presse hydraulique peut serrer de 1 à 3 mouffles atteignant la poussés maximale de 15.000 kg. sur le mouffles. Le circuit hydraulique est complètement étanche et n'a pas besoin d'entretien.

Poids	21 Kg	Espace utile entre les colonnes	12 cm
Largeur	20 cm	Espace utile entre les plaques	25 cm
Profondeur	19 cm	Course de la plaque	2,5 cm
Hauter complètement fermée	50 cm	Force maximale	15.000 Kg

Capacité: jusqu'à 3 mouffes 110 + étrier variable 263



### PRENSA HIDRAULICA

La prensa hidraulica puede sujetar hasta 3 mufas y puede alcanzar una fuerza máxima de 15.000 Kg. El circuito oleodinamico está totalmente aislado la máquina no necesita ningun tipo de mantenimiento.

Peso	21 Kg	Espacio util entre las dos columnas	12 cm
Ancho	20 cm	Espacio util entre los dos platos	25 cm
Largo	19 cm	Carrera del plato	2,5 cm
Alto completamente cenada	50 cm	Fuerza maxima	15.000 Kg

Capacidad: de hasta 3 mufas 110 + estribo variable 263